

Nahrajte na flash disk formátovaný systémem 'FAT32' soubor
'FluroTest_Vx.xx_Rxxx.bin'

- **Nastavení (heslo 0000)**
- **Aktualizace**

Pro aktualizaci softwaru nebo firmwaru, stiskněte '**Aktualizace**' s připojeným USB.



Pro aktualizaci softwaru, vyberte „**Aktualizace SW**“ a potvrďte '**OK**'.

Následně analyzátor sám načte a nainstaluje nový software z připojené USB flashky.

