

# GelRed™ & GelGreen™ & EvaGreen™

## ETHIDIUM BROMID KONČÍ!

### GelRed™

Plnohodnotná náhrada ethidium bromidu (EtBr)


Kompatibilní se standardním UV transiluminátorem

Netoxické, nemutagení


Vyšší senzitivita

Extrémní stabilita

Lze přidávat přímo do gelu nebo post gel staining



GelRed™




EB

### GelGreen™

Náhrada za barvičky typu SYBR

Senzitivnější


Stabilnější



### EvaGreen™

Pro qPCR a HRM analýzy

#### EvaGreen vs. Its Competitions



[www.biotium.com](http://www.biotium.com)

Biot31000	<b>EvaGreen™, 20X</b>	4 300 Kč
Biot31001	<b>EvaGreen™ qPCR 2X Basic Mix</b>	4 300 Kč
Biot41003	<b>GelRed Nucleic Acid Stain, 10,000X in water</b>	3 400 Kč
Biot41005	<b>GelGreen Nucleic Acid Stain, 10,000X in water</b>	3 200 Kč

Cena bez DPH



V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat! Naši obchodní zástupci Vám ochotně zodpoví veškeré dotazy týkající se nabízených produktů!

[www.labmark.cz](http://www.labmark.cz) | [labmark@labmark.cz](mailto:labmark@labmark.cz) | tel. 233 335 548 | Pod Cihelnou 23 | 161 00 Praha 6